

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**  
**ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Химия»**

**1. Перечень оценочных средств для компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины**

<b>Код контролируемой компетенции</b>	<b>Способ оценивания</b>	<b>Оценочное средство</b>
ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общетеchnические знания, методы математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности	Зачет	Комплект контролирующих материалов для зачета
ОПК-3: Способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний	Зачет	Комплект контролирующих материалов для зачета

**2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания**

Оцениваемые компетенции представлены в разделе «Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций» рабочей программы дисциплины «Химия».

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Химия» используется 100-балльная шкала.


<b>Критерий</b>	<b>Оценка по 100-балльной шкале</b>	<b>Оценка по традиционной шкале</b>
Студент освоил изучаемый материал, выполняет задания в соответствии с индикаторами достижения компетенций, может допускать отдельные ошибки.	25-100	<i>Зачтено</i>
Студент не освоил основное содержание изученного материала, задания в соответствии с индикаторами достижения компетенций не выполнены или выполнены неверно.	0-24	<i>Не зачтено</i>

**3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки уровня достижения компетенций в соответствии с индикаторами**

**1.Пример 1**

<b>Компетенция</b>	<b>Индикатор достижения компетенции</b>
ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общетеchnические знания, методы математического анализа и моделирования в профессиональной	ОПК-1.2 Применяет естественнонаучные и/или общетеchnические знания для решения задач профессиональной деятельности

1. На основе полученных естественнонаучных знаний в области химии, рассчитайте изменения скоростей прямой и обратной реакций при увеличении давления в системе в 3 раза.




Напишите выражение константы равновесия для данной системы. Как нужно изменить давление и температуру в системе, чтобы сместить равновесие вправо?

2. На основе полученных естественнонаучных знаний в области химии, составьте схему концентрационного гальванического элемента, состоящего из железных электродов, концентрации ионов приэлектродном пространстве  $[Fe^{3+}]_1 = 10^{-1}$  моль/л,  $[Fe^{3+}]_2 = 10^{-4}$  моль/л. Запишите уравнения электродных процессов. Рассчитайте ЭДС гальванического элемента.

3. На основе полученных естественнонаучных знаний в области химии, запишите уравнение гидролиза соли  $(NH_4)_2SO_4$ , укажите реакцию среды. Вычислите pH 0,001 М раствора этой соли.

4. На основе полученных естественнонаучных знаний в области химии, рассчитайте возможен ли процесс при 1000 °С для системы



Вычислите тепловой эффект реакции при постоянном давлении и 298 К

5. На основе полученных естественнонаучных знаний в области химии, выберите, какой металл ряда Ba, Mg, Cr, Hg будет являться катодным покрытием для Cu. Составьте схему коррозионного гальванического элемента для данной гальванопары в нейтральной среде. Запишите уравнения процессов, протекающих на анодном и катодном участках, определите продукт коррозии.

6. На основе полученных естественнонаучных знаний в области химии, напишите электронную и электронно-графическую формулу элемента с порядковым номером 56.

Определите тип его электронного семейства и валентность в нормальном и возбужденном состоянии. Последний электрон охарактеризуйте всеми квантовыми числами

7. На основе полученных естественнонаучных знаний в области химии, запишите уравнение гидролиза соли  $NiCl_2$ , укажите реакцию среды.

## 2.Пример 2

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-3 Способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний	ОПК-3.1 Способен проводить измерения и наблюдения в сфере профессиональной деятельности
	ОПК-3.2 Обрабатывает и представляет экспериментальные данные и результаты испытаний

1. В результате проведенных лабораторных измерений щелочного электролита аккумулятора получено значение рН 0,1 М.

С использованием полученных естественнонаучных знаний в области химии, вычислите рН 0,1 М раствора NaOH, считая ионизацию электролита полной. Определите, чему равны концентрации ионов  $H^+$  и  $OH^-$  (моль/л и г/л) в этом растворе.

Сравните полученные экспериментальные данные с теоретическими расчетами, сделайте вывод о результатах полученных экспериментальных данных.

2. В результате проведенных лабораторных измерений раствора сероводородной кислоты получено значение рН 0,05 М.

С использованием полученных естественнонаучных знаний в области химии, вычислите рН 0,05 М раствора сероводородной кислоты, учитывая только первую ступень ионизации. Чему равны концентрации ионов  $H^+$  и  $OH^-$  (моль/л и г/л) в этом растворе?

Сравните полученные экспериментальные данные с теоретическими расчетами, сделайте вывод о результатах полученных экспериментальных данных.

3. В результате проведенных лабораторных измерений получены значения ЭДС гальванического элемента, состоящего из стандартного водородного электрода и цинкового электрода,  $[Zn^{+2}] = 5 \cdot 10^{-3}$  моль/л.

Составьте схему гальванического элемента, запишите уравнения электродных процессов. Рассчитайте ЭДС гальванического элемента.

Сравните полученные экспериментальные данные с теоретическими расчетами, сделайте вывод о результатах полученных экспериментальных данных.

4. В результате проведенных лабораторных измерений при проведении электролиза водного раствора  $CdSO_4$ , выход по току составил 87%.

Вычислите массу или объем продуктов электролиза водного раствора  $CdSO_4$ , если через раствор пропустили  $2,7 \cdot 10^5$  Кл электричества.

Проведя теоретические расчеты, сделайте вывод о достоверности полученных экспериментальных данных

5. В результате проведенных лабораторных измерений при проведении электролиза водного раствора нитрата меди(II), на катоде выделилось 12,1 г металла.

Составьте уравнение электролиза и вычислить выход по току силой 2,3 А в течение 1,5 часов.

Проведя теоретические расчеты, сделайте вывод о достоверности полученных экспериментальных данных.

6. В результате проведенных лабораторных измерений получены значения осмотического давления раствора 324000 Па.

Рассчитайте, сколько моль вещества растворено в 100 мл такого раствора.

Сравните полученные экспериментальные данные с теоретическими расчетами, сделайте вывод о результатах полученных экспериментальных данных.

**4. Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.**